

### Labortiefkühlschrank ProfiLine PLECU

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Geräusch- und erschütterungsarmer Vollhermetikkompressor, luftgekühlt und wartungsfrei
- Bedienungspaneel und Hauptschalter mit Sicherheitsschloß
  - Elektronikregler und Digitalanzeige (LED)
  - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
  - Über- und Untertemperaturalarm
  - Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an ein Fernalarmsystem
- Spannungskonstanthalter (12 VAC Auto-Boost)
- Tür-Doppeldichtung und Innentüren vermindern Kälteverlust beim Öffnen
- Stabile Schranktür, doppelwandig und stark isoliert, ausbalanciert und leicht zu betätigen, abschließbar
- Außengehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz und qualitativ hochwertige Acryl-Lackierung, reinigungsfreundlich
- Innenraum aus Edelstahl mit glatten Flächen, optimal nutzbar, reinigungsfreundlich
- 25 mm Nutzraumdurchführung
- 4 Rollen, feststellbar (PLECU41865 nicht feststellbar)



ProfiLine PLECU 51865

Modell ProfiLine	PLECU 41865	PLECU 51865	PLECU 61865	PLECU 71865
Temperaturbereich	°C: -50/-86	-50/-86	-50/-86	-50/-86
Inhalt	Liter brutto: 368	490	651	793
Außenmaße (BxTxH)	mm: 846x836x1979	846x940x1979	1036x940x1979	1189x940x1979
Innenmaße (BxTxH)	mm: 584x490x1308	584x643x1308	777x643x1308	930x686x1308
Tiefe bei geöffneter Tür	mm: 1641	1793	1930	2136
Gewicht	kg: 293	346	369	464
Netzanschluß	Volt/Hz/Ph: 230/50/1	230/50/1	230/50/1	230/50/1
Versandmaße (BxTxH)	mm: 1050x1020x2100	1060x1180x2100	1250x1180x2100	1410x1180x2100
Versandgewicht	kg: 323	376	399	494
Kältemittel FCKW- und HFKW-frei	: Mix	Mix	Mix	Mix

**Schränkalternativen:** ProfiLine Pegasus.

### ProfiLine PLECU + Zubehör:

	Art.-Nr.
ProfiLine PLECU 41865	GSPLECU41865
ProfiLine PLECU 51865	GSPLECU51865
ProfiLine PLECU 61865	GSPLECU61865
ProfiLine PLECU 71865	GSPLECU71865

	GPTEC4A
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	ZXX2-009-TX
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZPL2-020-2L
Kreisblattemperaturschreiber, 7 Tage, inkl. 50 Kreisblattscheiben, werksseitiger Einbau.	ZXX2-031-85
Ersatzpapier für Kreisblattemperaturschreiber	ZXX2-032-115
ZXX2-031-85. Pack. à 100 Stck.	
CO <sub>2</sub> -Notkühlsystem, freistehend.	ZXX2-090
Wassergekühlte Ausführung.	ZPL9-010
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370°C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000°C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	


### Innovationspreis

### ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

### Edelstahlgestelle und -einschübe:



Siehe separaten Prospekt.

### Ordnungssystem-Vorschläge

Übersicht Edelstahl- Gestelle für Schränke.	ALPHA-Boxen (Kartonmaterial)			EPPi® Cryo Boxen (Kunststoff)						
	KA1050..	KA1075..	KA1100..	EPPi® 50	EPPi® 75	EPPi® 102				
	12	6	6	12	6	6				
	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen	Anzahl Gestelle x Boxen				
Modell-Nr.	20 x 12	20 x 6	20 x 6	20 x 12	20 x 6	20 x 6				
PLECU 41.5										
PLECU 51.5										
PLECU 61.5										
PLECU 71.5										

Für Alternativen und andere Ordnungssystemmöglichkeiten siehe separaten Prospekt.

Http://www.catalogedia.de



National Lab GmbH  
 Grambeker Weg 157  
 D-23879 Mölln  
 Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70  
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71  
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com