

### Blutbank-Kühlschrank LabStar Sirius

- Umluftsystem, autom. Abtaung und Tauwasserverdunstung
- Kühlaggregat oben
- Bedienungspaneel mit Hauptschalter
  - Elektronikregler mit Digitalanzeige
  - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
  - Über- und Untertemperaturalarm
  - Türalarm
  - Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
  - RS 485 - Schnittstelle
- Selbstschließende Tür(en) mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar (für 1-türige Modelle)
- Türdichtung auswechselbar
- 7 Schubladen mit Teleskopauszug und Inneneinteilungen (14 im LSSI 14004..); Ausstattung mit 8 Schubladen werkseitig möglich (16 im LSSI 14004..)
- Innenraum aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 4 Rollen, 2 davon feststellbar, (LSSI 14004.. mit 5 Rollen, 3 davon feststellbar)

Modell LabStar Sirius	LSSI 5004	LSSI 7504	LSSI 14004
Ausführung	GEWU/GEEU	GEWU/GEEU	GEWU/GEEU
Temperaturbereich	°C: +4	+4	+4
Inhalt	Liter netto: 525	630	1255
Außenmaße (BxTxH)	mm: 620x860x1997	720x860x1997	1440x860x1997
Innenmaße (BxTxH)	mm: 500x695x1505	600x695x1505	1320x695x1505
Tiefe bei geöffneter Tür	mm: 1440	1540	1540
Teleskop Schubladen	: 7	7	14
Türen	: 1	1	2
Gewicht	kg: 105	112	178
Netzanschluss	:	< 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz >	
Versandmaße (BxTxH)	mm: 700x880x2200	800x900x2200	1540x900x2200
Versandgewicht	kg: 115	122	195
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: R134a	R134a	R134a



LabStar Sirius LSSI 7504GEWU



Teleskop Schubladen aus Edelstahl



Individuell einteilbare Teleskop Schubladen

### LabStar Sirius + Zubehör:

	Außen / Innen	Art.-Nr.
LabStar Sirius LSSI 5004GEWU	weiß, Glastür / CNS	GSLSSI5004GEWU
LabStar Sirius LSSI 5004GEEU	CNS, Glastür / CNS	GSLSSI5004GEEU
LabStar Sirius LSSI 7504GEWU	weiß, Glastür / CNS	GSLSSI7504GEWU
LabStar Sirius LSSI 7504GEEU	CNS, Glastür / CNS	GSLSSI7504GEEU
LabStar Sirius LSSI 14004GEWU	weiß, Glastür / CNS	GSLSSI14004GEWU
LabStar Sirius LSSI 14004GEEU	CNS, Glastür / CNS	GSLSSI14004GEEU

ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt). GPTEC4A

ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt). a.A.

Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung. ZXX2-020-2L

Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage. ZLSSI2-031-040

Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck. a.A.

Schublade mit Teleskopauszug für LSSI 50xx, aus CNS. ZLSSI4-001

Schublade mit Teleskopauszug für LSSI 75xx und LSSI 140xx, aus CNS. ZLSSI4-002

Innenraumsteckdose, Feuchtraumausführung. ZLSSI1-001-01

Füße statt Rollen, aus CNS (50 mm höhenverstellbar). ZLSSI5-021-125

Nutzraumdurchführung Ø 26 mm. ZLSSI1-002-26

Türanschlag werkseitig links. ZLSSI5-001

MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte. ZXX2-019-001

Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.

MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100. ZXX2-019-011

Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011. ZXX2-022-100

Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.

### Innovationspreis

### ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

<http://www.catalopedia.de>



Tel.: 0 45 42 / 84 91 - 70  
 Fax: 0 45 42 / 84 91 - 71  
 e-Mail: LabSales@NationalLab.com

National Lab GmbH  
 Grambeker Weg 157  
 D-23879 Mölln